

「足」+「ふくらはぎ」が同時にマッサージできる優れもの!

ダブルエアーマッサージが疲れた足とふくらはぎをしっかり癒す。

今までのエアーマッサージは足全体を包み込むタイプとふくらはぎにアタッチメントを巻くタイプに分かれていました。「キューッとリブ口」はその2つのマッサージをドッキング。一度に足とふくらはぎ2つのマッサージが楽しめます。



ふくらはぎエアーマッサージ

アタッチメントを取り付けてむくみが気になるふくらはぎをキューッと締め付けます。

ふくらはぎ専用
アタッチメント

足エアーマッサージ

本体が足先からかかと、足首までしっかり包み込み、エアで足を揉みほくします。

マッサージ部位

足先	かかと
足裏	足の甲



ここがポイント!

ふくらはぎ用のアタッチメントの締め付け具合でマッサージの強弱を調節することが出来ます。



①コースを電源口に
差し込みます。



②ふくらはぎにアタッ
チメントを装着します。



③両面ファスナーで
しっかりと固定します。

使用例 & 持ち運び方法

使用例

手順①

イスに座り、本体の
中に足を入れて
ください。



手順②

体を楽にしてイスに
腰掛け、足を90度
にして図のように
使用してください。



持ち運び方法

本体側面には持ち運びに便利
な持ち手が付いています。
移動や持ち運びの際は必ず
持ち手を持ってください。



持ち手がとっても便利。

簡単に操作できる操作パネル。



停止ボタン

【停止ボタン】を押すとマッサージを
停止させることができます。

強さボタン

エアの強さを弱 / 中 / 強の3段階から
調節することが可能です。

スタート/プログラム

ボタンを押すとマッサージが開始され
ボタンを押すごとにコースが変更できます。

誰でも使いやすい、かんたん操作。

①ACアダプターをコンセントに差し込みます。

②本体のメインスイッチをONにします。




本体スイッチ

OFF ← ON

③マッサージメニューを選びます。

【スタート / プログラムボタン】を押してコースを
選択すれば、マッサージが開始されます。

ボタンを押すたびに
プログラムを変更する
事ができます。



④停止ボタンを押してマッサージを停止。

⑤本体のメインスイッチをOFFにして終了。

スタート/プログラムでコースを切替。

【スタート / プログラムボタン】を押すたびに
プログラムコースが変わります。オススメの
コースを選んで下さい。

【P1】しっかりコース

しっかりとした刺激と圧迫を繰り返して足と
ふくらはぎを揉みほくします。

【P2】ゆったりコース

ゆったりとした動きで段階的に締め付け
足とふくらはぎをほくします。

【P3】やさしくコース

足とふくらはぎをやさしく低圧(75%)で
保持してほくします。



プログラムランプ

選択されている
プログラムは
プログラムランプを
目安にしてください。